



Cuvette rectangulaire profonde 16 L - blanc

Ref. : G606321



Plus produit

Cuvette apte au contact alimentaire.
Très bonne résistance mécanique et chimique.
Durable.
Grande facilité de nettoyage.
Emboîtable sans effet de ventouse grâce aux ergots.
Avec rebords pour faciliter la préhension des produits.

Caractéristiques produit

Hauteur	200 mm
Largeur	350 mm
Longueur	400 mm
Contenance	16 L
Taux d'emboîtement*	85,00 %
Matière	PEBD
Couleur	Blanc
Longueur intérieure bas produit	290 mm
Largeur intérieure bas produit	280 mm
Hauteur intérieure bas produit	180 mm
Poids	0.950 kg
GENCODE	3100416063211
Code douanier	39241000

Données logistiques

Nombre de pièces par palette	270
Longueur palette	1200 mm
Largeur palette	1040 mm
Hauteur palette	1295 mm

* Le taux d'emboîtement est le pourcentage de la hauteur d'un contenant qui s'imbrique dans un autre contenant.



Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.