

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|-----------|
| Référence | 001360 |
| Désignation | Pissettes |



Description :

- ✓ Pissette en LPDE
- ✓ Col large
- ✓ Sérigraphiée : Ethanol
- ✓ Symboles internationaux d'identification des produits
- ✓ Bouchon et bec moulés d'une seule pièce
- ✓ Etanchéité parfaite
- ✓ 3 pissettes à personnaliser sont proposées avec des pictogrammes adhésifs
- ✓ Code de recyclage et volume moulés sur la base
- ✓ Volume : 250 ml
- ✓ Couleur : Orange

Unité de vente :

5 Pissettes
