

FICHE TECHNIQUE

Référence	001362
Désignation	Pissettes



Description :

- ✓ Pissettes
- ✓ Sérigraphie multilingues
- ✓ Symboles internationaux d'identification des produits
- ✓ Bouchon et bec moulés d'une seule pièce
- ✓ Etanchéité parfaite
- ✓ Code de recyclage et volume moulés sur la base
- ✓ Volume : 500 ml
- ✓ Libellé : Acétone
- ✓ Coloris : rouge

Unité de vente :

5 Pissettes
