

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	001363
<b>Désignation</b>	Pissettes



### Description :

- ✓ Pissettes
- ✓ Sérigraphie multilingues
- ✓ Symboles internationaux d'identification des produits
- ✓ Bouchon et bec moulés d'une seule pièce
- ✓ Etanchéité parfaite
- ✓ Code de recyclage et volume moulés sur la base
- ✓ Volume : 500 ml
- ✓ Libellé : Méthanol
- ✓ Coloris : vert

### Unité de vente :

5 Pissettes

---