

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	001367
<b>Désignation</b>	Pissettes



### Description :

- ✓ En polyéthylène basse densité
- ✓ Sérigraphie multilingues aux noms des solvants couramment utilisés
- ✓ Symboles internationaux d'identification des produits
- ✓ Bouchon et bec moulés d'une seule pièce
- ✓ Etanchéité parfaite
- ✓ Code de recyclage et volume moulés sur la base
- ✓ Volume : 500 ml
- ✓ Sérigraphiées : « eau distillée »
- ✓ A col large

### Unité de vente :

5 Pissettes