


## Désignation

- Eprouvette 2l classe A pyrex

## Référence

- 001480

Unité de vente : 1



---

## Description

- Éprouvette graduée Pyrex®, classe A
- Capacité : 2 000 ml
- Fabriqué en verre borosilicaté 3.3
- Calibré selon les tolérances de classe A
- Graduations en émail blanc
- Inscrit avec le numéro de série
- Conformes aux exigences de la norme ISO 4788, ces éprouvettes graduées Pyrex® Classe A sont imprimées avec un numéro de lot et le certificat de lot correspondant peut être demandé sur notre site internet.
- Tolérance  $\pm 10,00$  : ml
- Capacité : 2000 mL
- Diamètre : 85 mm
- Hauteur : 505 mm
- Intervalles d'obtention du diplôme : 20 mL

