

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	001681
<b>Désignation</b>	Pissette 250 ml



### Description :

- ✓ Pissette de sécurité personnalisable en LDPE
- ✓ Valve DipLock : évite à la pissette de gouter
- ✓ Bouchon blanc en polypropylène moulé d'une seule pièce avec le bec, muni d'une lèvre interne, étanchéité parfaite
- ✓ Livrée avec 5 planches des principaux pictogrammes de sécurité

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 250 ml

### Unité de vente :

5 Pissettes