

#### Désignation

- Pipette 2 ml graduation 0,1 ml zéro en haut en verre

#### Référence

- 001702B

Unité de vente : 1



---

#### Description

- Pipettes graduées à écoulement total
- Comportent une boule de sécurité
- Repérage du volume aisé grâce au code couleur
- Classe A
- Conformes aux normes ISO 835 et ISO 648
- Sérigraphie indélébile de couleur bleue
- En verre sodocalcique afin d'assurer une parfaite mouillabilité
- Volume 2 ml
- Matériau Verre
- Dimensions Longueur : 360 mm
- Couleur vert
- Tolérance : +/- 0,01 ml
- Temps d'écoulement : 6-9 s.
- Zéro en haut, classe A

