

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	001704B
<b>Désignation</b>	Pipette 10 ml



### Description :

- ✓ Pipette graduée à boule de sécurité
- ✓ A écoulement total
- ✓ En verre sodocalcique afin d'assurer une parfaite mouillabilité
- ✓ Zéro en haut
- ✓ Repérage du volume aisé grâce au code couleur
- ✓ Classe A
- ✓ Conforme aux normes ISO835 et ISO648
- ✓ Sérigraphie indélébile de couleur bleue
- ✓ Coloris : orange
- ✓ Volume 10 ml
- ✓ Graduations 0,1 ml, tolérance 0,05 ml
- ✓ Temps d'écoulement : 10 – 13 secondes
- ✓ Longueur : 360 mm

### Unité de vente :

1 Pipette 10 ml

---