

Désignation

- Pipette 20 ml graduation 0,1 ml zéro en haut en verre

Référence

- 001705B

Unité de vente : 1



Description

- Pipettes graduées à écoulement total
- Comportent une boule de sécurité
- Repérage du volume aisé grâce au code couleur
- Classe A
- Conformes aux normes ISO 835 et ISO 648
- Sérigraphie indélébile de couleur bleue
- En verre sodocalcique afin d'assurer une parfaite mouillabilité
- Volume 20 ml
- Matériau Verre
- Dimensions Longueur : 455 mm
- Couleur jaune
- Tolérance : +/- 0,1 ml
- Temps d'écoulement : 11-16 s.
- Zéro en haut, classe A

