


FICHE TECHNIQUE

Référence	001708B
Désignation	Pipette graduée



Description :

- ✓ Pipette graduée à écoulement total
- ✓ En verre sodocalcique afin d'assurer une parfaite mouillabilité
- ✓ Zéro en bas
- ✓ Avec boule de sécurité
- ✓ Code couleur : jaune : repérage aisé du volume
- ✓ Sérigraphie indélébile de couleur bleue

Certificats :

- ✓ Classe A
- ✓ Conformes aux normes ISO 835 et ISO 648

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 1 ml
- ✓ Graduations : 0,1 ml
- ✓ Tolérance : $\pm 0,007$ ml
- ✓ Temps d'écoulement : 5 – 7 s.
- ✓ Longueur : 360 mm

Unité de vente :

1 Pipette graduée
