

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|-----------------|
| Référence | 001710B |
| Désignation | Pipette graduée |



Description :

- ✓ Pipette graduée à écoulement total
- ✓ En verre sodocalcique afin d'assurer une parfaite mouillabilité
- ✓ Avec boule de sécurité
- ✓ Zéro en bas
- ✓ Avec sérigraphie indélébile de couleur bleue
- ✓ Repérage aisé du volume grâce au code couleur
- ✓ Coloris : rouge

Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Classe A
- ✓ Conforme aux normes ISO 835 et ISO 648

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 5 ml
- ✓ Graduation : 0,1 ml
- ✓ Tolérance : $\pm 0,03$ mm
- ✓ Temps d'écoulement : 8-11 s
- ✓ Longueur : 360 mm

Unité de vente :

1 Pipette