

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--|
| Référence | Voir tableau |
| Désignation | Pipettes jaugées en verre à boule de sécurité |



Description :

- ✓ En verre sodocalcique avec sérigraphie indélébile couleur ambre
- ✓ Gamme complète, à 1 ou 2 traits de jauge (voir tableau)
- ✓ Avec boule de sécurité
- ✓ Repérage facile du volume grâce au code couleur
- ✓ Livré avec étui de transport, pipette Pasteur, et tournevis d'ajustage
- ✓ Oculaire avec anneau d'ajustement de la dioptrie
- ✓ Classe A
- ✓ Conformes aux normes ISO 835 et ISO 648

| Ref. 1 trait | Ref. 2 traits | Volume (mL) | Tolérance (± mL) | Temps d'écoulement | Couleur | Longueur (mm) |
|--------------|---------------|-------------|------------------|--------------------|---------|---------------|
| 001715B | 001723B | 1 | 0,008 | 10-20s. | Bleu | 300 |
| 001716B | 001724B | 2 | 0,01 | 10-25s. | Orange | 330 |
| 001717B | 001725B | 5 | 0,015 | 15-30s. | Blanc | 400 |
| 001718B | 001726B | 10 | 0,02 | 15-40s. | Rouge | 440 |
| 001719A | 001727B | 20 | 0,03 | 25-50s. | Jaune | 510 |
| 001720A | 001728A | 25 | 0,03 | 25-50s. | Bleu | 520 |
| 001721B | 001729B | 50 | 0,05 | 30-60s. | Rouge | 540 |
| 001722B | 001730B | 100 | 0,08 | 40-60s. | Jaune | 585 |

Unité de vente :

1