

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	001801
<b>Désignation</b>	Fiole filtration 1l 24/29 connexion vis



### Description :

- ✓ Fiole type Buchner à parois épaisses, conçues pour résister aux contraintes du travail sous vide.
- ✓ Contenance : 1 L
- ✓ Connecteur plastique à vis pour le connecteur simple et en toute sécurité d'un tube de diamètre interne 9 mm.
- ✓ Livrées avec connecteur à vis en PTFE code 4510/04.
- ✓ Origine : Royaume-Unis

### Unité de vente :

1 Fiole