

FICHE TECHNIQUE

Référence	001966
Désignation	Système de filtration



Description :

- ✓ Système de filtration complet Scilabware
- ✓ En verre Pyrex
- ✓ Entièrement autoclavable
- ✓ Adapté pour membrane 47 mm de diamètre
- ✓ Comprend 4 éléments : réservoir 300 ml, base support avec disque fritté et connecteur à vide, clip métallique de maintien, et fiole conique de 1000ml adaptée pour une utilisation sous vide
- ✓ Idéal pour microbiologie

Unité de vente :

1 Système de filtration
