

Désignation

- Flacon de laboratoire GLS80 à col large, 5000 ml avec capuchon

Référence

- 002000

Unité de vente : 1



Description

- Flacons Pyrex®, media-lab, col large, avec bouchon et anneau verseur
- Capacité 5000 ml
- Hauteur : 314 mm
- Diamètre : 182 mm
- Filetage : GLS 80
- Flacons avec bouchon à vis en polypropylène et bague anti-goutte
- Fabriqué à partir de verre borosilicaté Pyrex® avec des qualités éprouvées de résistance à la température et aux produits chimiques
- Le filetage GLS 80® facilite le remplissage et le versement
- Idéal pour une utilisation avec des liquides visqueux, des pâtes, des poudres, des granulés et des solides
- Imprimé avec le code pour le certificat de lot téléchargeable
- Graduations et point de marquage en émail blanc
- Les bouchons à vis et les anneaux verseurs peuvent résister à des températures allant jusqu'à 140°C
- Autoclavable
- Ne jamais autoclaver les bouteilles avec un bouchon à vis complètement serré. Le non-respect de cette procédure peut entraîner la rupture de la bouteille.

