

FICHE TECHNIQUE

Référence	002020
Désignation	Bouchon ventilé



Description :

- ✓ Bouchon à vis
- ✓ En polypropylène
- ✓ Avec membrane intégrale en PTFE de 0.2 µm
- ✓ Adapté pour l'autoclavage et les processus qui requièrent une compensation de pression
- ✓ La membrane empêche la pénétration de liquides ou de matières solides
- ✓ Le contenu de la bouteille reste stérile
- ✓ Convient au stockage et au transport de milieux produisant des gaz
- ✓ Résiste à une température maximale de 140°C
- ✓ Coloris : bleu
- ✓ Col : GL45

Unité de vente :

5 Bouchons