

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	002037
<b>Désignation</b>	Fiole à vide 500 ml



### Description :

- ✓ Fiole type Büchner pour une filtration sous vide
- ✓ Parois épaisses garantissant une bonne résistance mécanique
- ✓ Base « à crampons » pour minimiser l'abrasion superficielle
- ✓ Avec olive entièrement en verre pour tube de raccordement souple de diamètre interne 9 mm

### Certificats :

- ✓ Conforme ISO 6556

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 500 ml
- ✓ Diamètre corps : 105 mm
- ✓ Diamètre int. col : 35 mm
- ✓ Hauteur : 185 mm

### Unité de vente :

1 Fiole à vide