

### CARACTERISTIQUES GENERALES


Par SACHET (=UC)

Couleur	VERT
Grammage	80,00 g / m <sup>2</sup>
Nombre de plis	1
Nombre de formats	25
Origine	France
Perforation / Longueur	35,00 cm
Laize / largeur	50,00 cm

Type pliage X 6 : Dimensions = 16.7 x 17.5 cm

### COMPOSITION

30% Rayonne + 70% PET



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Résistance sens traction	14.1 kg/50mm
Résistance sens traction - humide	10.2kg/50mm
Résistance sens travers	8.2 kg/50mm
Résistance sens travers - humide	7.8kg/50mm
Elongation sens traction	31%
Elongation sens travers	76%
Absorption de l'eau	450%
Epaisseur	0,51 mm

### INFOS COMMERCIALES

#### Utilisation :

Facilite combat contre les contaminations

#### Présentation :

Très absorbant et résistant

#### Bénéfices client :

Plus performant, plus économique que les essuyages traditionnels



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles.  
Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Toutes les caractéristiques sont sujettes à une tolérance de 5%

MP hygiene Lieu-dit Pupil B.P. 159  
07106 Annonay cedex - France Tél 33 (0)4 75 33  
75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38  
contact@mphygiene.com www.mphygiene.com

