

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par SACHET (=UC)

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Couleur | JAUNE |
| Grammage | 80,00 g / m ² |
| Nombre de plis | 1 |
| Nombre de formats | 25 |
| Origine | France |
| Perforation / Longueur | 35,00 cm |
| Laize / largeur | 50,00 cm |

COMPOSITION

30% Rayonne + 70% PET



Type pliage X 6 : Dimensions = 16.7 x 17.5 cm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Résistance sens traction | 14.1 kg/50mm |
| Résistance sens traction - humide | 10.2kg/50mm |
| Résistance sens travers | 8.2 kg/50mm |
| Résistance sens travers - humide | 7.8kg/50mm |
| Elongation sens traction | 31% |
| Elongation sens travers | 76% |
| Absorption de l'eau | 450% |
| Epaisseur | 0,51 mm |

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Facilite combat contre les contaminations

Présentation :

Très absorbant et résistant

Bénéfices client :

Plus performant, plus économique que les essuyages traditionnels



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles.
Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Toutes les caractéristiques sont sujettes à une tolérance de 5%

MP hygiene Lieu-dit Pupil B.P. 159
07106 Annonay cedex - France Tél 33 (0)4 75 33
75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38
contact@mphygiene.com www.mphygiene.com

