

FICHE TECHNIQUE CLIENT

 Code : **8834 040**

 Produit : **Mouchoir KLEENEX® - Boite cubique / Blanc, 2 plis**

 Date: **06/11/09**

 Remplace : **8834 030**
BOBINE MERE

Composition		Données spécifiques		Composition		Données spécifiques	
Fibres Recyclées	%	0		Méthode de blanchiment		Sans chlore	
Fibres Vierges	%	100%		Taux de cendres		< 3%	
				Embossage (Oui/Non)		Oui	

PRODUIT FINI

Caractéristiques		Données spécifiques	
Format	Plié/Roulé	Pliés	
Grammage/Nbre Plis	g/m ² /Nbre Plis	30.8/2	
Résistance sèche sens machine	N/m/ 2 plis	300	
Résistance sèche sens travers	N/m/ 2 pli	217	
Blancheur	%	84	
Nombre de formats	formats/paquet	90	
Longueur du format	mm	211	
Largeur du format	mm	201	

ELEMENTS LOGISTIQUES

Unité de vente : 12 boites de 90 mouchoirs	Poids net/Caisse :	1.392kg
Dimensions de la caisse l x L x h : 31.6 x 23.4 x 25.5 cm	Poids brut/Caisse :	2.034 Kg
Type d'emballage : Carton	Code appareil distributeur :	N/A
Palettisation		0,5 Euro
Nbre de caisses par palette		48
Nbre de caisses par couche		12
Nbre de couches par palette		4
Code EAN		5033848008933
Code ITF		05027375023590
Code douanier		48182010

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

 Produit certifié FSC
 Certification ISO 14001

REMARQUE

Ces données ont été obtenues à partir d'échantillons prélevés en vue de représenter le produit standard. Elles sont communiquées à titre indicatif. Un complément d'informations peut être fourni sur demande.

DECLARATION DE CONFIDENTIALITE

Les présentes spécifications, de même que leur contenu d'informations confidentielles, sont la propriété de Kimberly-Clark. Les copies et les originaux ont valeur de secrets commerciaux et ne doivent être produits qu'en cas de nécessité absolue.