

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	003291U
<b>Désignation</b>	Flacon de culture 150 cm <sup>2</sup>



### Description :

- ✓ En polystyrène
- ✓ Surface de culture : 150 cm<sup>2</sup>
- ✓ Surface CellBind
- ✓ Col angulé
- ✓ Bouchon ventilé
- ✓ Stérile
- ✓ Emballé par 5

### Unité de vente :

50 Flacons de culture 150 cm<sup>2</sup>

---