

FICHE TECHNIQUE

Référence	003313
Désignation	Chambre de culture



Description :

- ✓ Chambre de culture CORNING CELLSTACK
- ✓ 5 plateaux
- ✓ En polystyrène
- ✓ Stérile
- ✓ A une zone de croissance cellulaire de 3,180 cm²
- ✓ Deux orifices de remplissage de 26 mm de diamètre permettent un accès direct au fond de la chambre, offrant une plus grande flexibilité pour le remplissage et la vidange stériles par versement, pipetage ou via des tubes dans un système entièrement fermé
- ✓ Les bouchons filetés standard de 33 mm ont des membranes non poreuses de pores de 0,2 µm scellées directement aux capuchons pour permettre l'échange de gaz tout en minimisant le risque de contamination
- ✓ Les capuchons filetés optionnels de 33 mm sont disponibles avec des tubes flexibles thermoscellables résistant aux produits chimiques pour permettre un transfert stérile direct de supports et de cellules
- ✓ Le polystyrène de classe VI USP offre une excellente clarté optique et une excellente résistance mécanique
- ✓ Stérilisé par rayonnement gamma et certifié non pyrogénique
- ✓ 100% d'étanchéité avant l'expédition
- ✓ Forme : rectangulaire
- ✓ Gradué
- ✓ Couleur bouchon : orange
- ✓ Volume moyen recommandé : 625-950 ml

Unité de vente :

8 Chambres de culture