

FICHE TECHNIQUE

Référence	003548
Désignation	Plaque de culture 48 TC



Description :

Plaque de culture stérile 48 puits traitée culture cellulaire

Spécifications :

- ✓ En polypropylène naturel (clear)
- ✓ Format SBS standard
- ✓ Surface de culture par puit : 0,95 cm²
- ✓ Volume des puits : 1,6 ml
- ✓ Volume recommandé par puit : 0,19 – 0,285 ml
- ✓ 48 puits
- ✓ Fond plat
- ✓ Couvres avec anneaux de condensation évitant la contamination
- ✓ Marquage alphanumérique des puits
- ✓ Empilables
- ✓ Traitées pour obtenir une adhésion optimale
- ✓ Stérilisées par irradiation gamma

Unité de Vente

100 plaques
