

FICHE TECHNIQUE

Référence	004010
Désignation	Pipettes



Description :

- ✓ Pipettes Stripette Corning®
- ✓ Fabrication et packaging avec matériaux exempts de produits issus d'animaux
- ✓ Stériles
- ✓ Pointe anti-goutte
- ✓ Larges bandes code couleur qui simplifient la lecture
- ✓ En vrac
- ✓ Graduations bidirectionnelles
- ✓ Graduations négatives pour pipeter des volumes supplémentaires
- ✓ Précision +/- 2 % de la capacité
- ✓ Sans cytotoxines
- ✓ Sans pyrogènes
- ✓ Sans DNase RNase
- ✓ En polystyrène
- ✓ Volume : 1 ml
- ✓ Graduation : 1/100 ml
- ✓ Graduation négative : 0.2 ml
- ✓ Code couleur : jaune

Unité de vente :

1000 Pipettes
