

Désignation

- Flacon de culture, 75 cm², col incliné, ps, bouchon ventilé, stérile

Référence

- 00430641U

Unité de vente : 100



Description

- Flacon de culture cellulaire à col incliné en forme de U Corning® de 75 cm² avec bouchon d'aération
- Bouchon à filtre garantissant un échange gazeux stérile constant
- Matériaux des composants :
Flacon : Polystyrène vierge, répond aux exigences USP, classe VI pour les récipients en plastique et fermetures.
Bouchon : Polyéthylène haute densité vierge, répond aux exigences USP, classe VI pour le plastique conteneurs et fermetures.
- Conditionnement : 5 x 20

