

Désignation

- Flacon de culture, 75 cm², col incliné, ps, bouchon phénolique, stérile

Référence

- 00430720U

Unité de vente : 20



Description

- Flacon de culture cellulaire à col incliné en forme de U Corning® de 75 cm² avec bouchon hermétique
- Matériaux des composants :
Flacon : Polystyrène vierge, répond aux exigences USP, classe VI pour les récipients en plastique et fermetures.
Bouchon : Polyéthylène haute densité vierge, répond aux exigences USP, classe VI pour le plastique conteneurs et fermetures.
- Conditionnement : 5 sachets de 20 flacons

