

FICHE TECHNIQUE

Référence	00430725U
Désignation	Flacon de culture



Description :

- ✓ Stérilisé par irradiation gamma et certifié non pyrogénique
- ✓ Fabriqué en polystyrène vierge optiquement clair
- ✓ Bouchon phénolique
- ✓ Col incliné
- ✓ Surface : 75 cm²
- ✓ Matériau bouchon : polyéthylène
- ✓ Volume maximum : 45 ml
- ✓ Traité pour une fixation optimale des cellules
- ✓ Imprimé avec des numéros de lot pour faciliter la traçabilité
- ✓ 100% d'intégrité testée

Unité de vente :

100 Flacons
