

## Désignation

- Stripette en polystyrène, 10ml, emballage individuel papier/plastique

## Référence

- 004488

Unité de vente : 200



---

## Description

- Pipettes sérologiques Stripette™ de 10 ml
- Matière : polystyrène
- Précision volumétrique de  $\pm 2$  % à pleine capacité
- La pointe anti-goutte exclusive assure une livraison précise
- Les bandes de loupe à code couleur facilitent la lecture du volume et la sélection de la taille.
- Les graduations bidirectionnelles offrent un choix d'échelles ascendantes et descendantes
- Les graduations négatives permettent un volume de travail supplémentaire
- Sans RNase/DNase, Sans ADN humain, Apyrogène, Non cytotoxique, Sans ESB/EST
- Emballées individuellement dans du papier/plastique
- Conditionnement : 4 sacs de 50 stripettes
- Stérile

