

Désignation

- Stripette en polystyrène, 25ml, emballage individuel papier/plastique

Référence

- 004489

Unité de vente : 200



Description

- Pipettes sérologiques Stripette™ de 25 ml
- Matière : polystyrène
- Précision volumétrique de ± 2 % à pleine capacité
- La pointe anti-goutte exclusive assure une livraison précise
- Les bandes de loupe à code couleur facilitent la lecture du volume et la sélection de la taille.
- Les graduations bidirectionnelles offrent un choix d'échelles ascendantes et descendantes
- Les graduations négatives permettent un volume de travail supplémentaire
- Sans RNase/DNase, Sans ADN humain, Apyrogène, Non cytotoxique, Sans ESB/EST
- Emballées individuellement dans du papier/plastique
- Conditionnement : 8 sacs de 25 stripettes
- Stérile

