

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	004500
<b>Désignation</b>	Pipettes



---

### Description :

- ✓ Pipettes Stripette Corning®
- ✓ Fabrication et packaging avec matériaux exempts de produits issus d'animaux
- ✓ Stériles
- ✓ Pointe anti-goutte
- ✓ Larges bandes code couleur qui simplifient la lecture
- ✓ En vrac
- ✓ Graduations bidirectionnelles
- ✓ Graduations négatives pour pipeter des volumes supplémentaires
- ✓ Précision +/- 2 % de la capacité
- ✓ Sans cytotoxines
- ✓ Sans pyrogènes
- ✓ Sans DNase RNase
- ✓ En polystyrène
- ✓ Volume : 50 ml
- ✓ Graduation : 1/2 ml
- ✓ Graduation négative : 10 ml
- ✓ Code couleur : violet

### Unité de vente :

100 Pipettes

---