

## Désignation

- Flacon de culture 25cm<sup>2</sup> rectangulaire col incliné bouchon ventilé stérile

## Référence

- 004616B

Unité de vente : 25



## Description

- Flacon de culture cellulaire rectangulaire à col incliné Corning® à fixation ultra-faible de 25 cm<sup>2</sup> avec bouchon d'aération
- Marque Corning®
- Surface de croissance disponible de 25 cm<sup>2</sup>
- Fabriqué à partir de polystyrène vierge optiquement transparent
- La surface à fixation ultra faible est dotée d'une couche d'hydrogel liée de manière covalente qui inhibe efficacement la fixation cellulaire et minimise l'absorption des protéines, l'activation des enzymes et l'activation cellulaire.
- La surface est non cytotoxique, biologiquement inerte et non dégradable
- Numéros de lot pour faciliter la traçabilité
- 100 % d'intégrité testée
- Stérilisé par irradiation gamma
- Apyrogène
- Forme de flacon rectangulaire
- Col incliné
- Capuchon ventilé
- Diamètre du capuchon : 20 mm
- Matériau du capuchon : Polyéthylène haute densité
- Couleur du capuchon : Orange
- Volume moyen recommandé 5 - 7,5 mL
- Stérile
- Plage de graduation 5 - 30 ml
- Conditionnement : x5 x5

