




DPI di 3a cat.



CE 0498

USO CRIOGENICO
CRYOGENIC USE
WATERPROOF

CRYOPLUS 2.0

Gants cryogéniques imperméables réalisés avec un tissu spéciale enduit et couplé de couleur bleu. Isolation intérieure en tissu polaire de polyester (240 gr/mq) et pellicule de polyoléfine Porelle®, (manchette) de sécurité en cuire croûte croupon avec vissage/régulation en VELCRO®, de 15 cm. Longueur totale des gants 40 cm. Piqûres en NYLON®

Conseillés pour tous les opérations en présence de azote liquide et autres gaz cryogéniques pour prévenir froid au touche et brûlures en cas de pertes de gaz liquide.

Reference/sizes

CRYOPLUS 2.0	8	9	10	11
--------------	---	---	----	----



DPI di 3a cat.



CE 0498

USO CRIOGENICO
CRYOGENIC USE
WATERPROOF

CRYOPLUS-55 - 2.0

Gants cryogéniques imperméables réalisés avec un tissu spéciale enduit et couplé de couleur bleu. Isolation intérieure en tissu polaire de polyester (240 gr/mq) et pellicule de polyoléfine Porelle®, manches longues de sécurité en même matériel, pour la protection complète des bras. Longueur totale des gants 55 cm. Piqûres en NYLON®

Conseillés pour tous les opérations en présence de azote liquide et autres gaz cryogéniques pour prévenir froid au touche et brûlures en cas de pertes de gaz liquide.

Reference/sizes

CRYOPLUS-55 - 2.0	8	9	10	11
-------------------	---	---	----	----

