

FICHE TECHNIQUE

Référence	006794
Désignation	Réservoir à réactif Clearline



Description :

- ✓ Polystyrène grade médical translucide
- ✓ Certifiés exempts de RNase, DNase et DNA humain, non pyrogènes
- ✓ Becs verseurs sur les 4 coins
- ✓ Graduations sur les deux parois internes (précision +/-5 %)
- ✓ Fond en V
- ✓ Stériles
- ✓ Emballés par 5
- ✓ Dimensions interne : 126 x 39 x 27 mm
- ✓ Dimensions externe : 149 x 69 x 27 mm
- ✓ Volume : 55 ml

Unité de vente :

1 Réservoir
