

**FICHE TECHNIQUE**

**REFERENCE : 007859ACL**

**Microtubes de filtration ClearLine®**

**Caractéristiques :**

- ✓ Microtubes nez dauphin 2ml
- ✓ Insert de filtration
- ✓ Livré montés et fermés
- ✓ Volume de travail 500µl
- ✓ Vitesse de centrifugation 16000g



<b>Membrane</b>	Acétate de cellulose
<b>Porosité</b>	0.45 µm
<b>Stérile</b>	oui



**Unité de vente :**

24 tubes