

Désignation

- Tube à centrifuger

Référence

- 008162

Unité de vente

96 tubes



Description

Tubes à centrifuger dotés d'une membrane de filtration.

Idéal pour éliminer les bactéries, les particules ou les cellules des liquides, la préparation d'échantillons HPLC et l'élimination de l'ADN des gels d'agarose ou d'acrylamide.

Caractéristiques techniques

- Tube en polypropylène
- Membrane en acétate de cellulose
- Porosité membrane : 0,45 μm
- Volume de travail : 0,5 ml
- Volume total : 2 ml
- Stérile, RNase et DNase free

