

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	009025
<b>Désignation</b>	Flacon de culture



### Description :

- ✓ Flacon en PS et bouchon en PE
- ✓ A bouchon ventilé : en position ventilée lorsque le rectangle est vers le haut, en position étanche lorsque le rectangle est à 90°C
- ✓ Traités pour favoriser l'adhésion et la croissance cellulaire
- ✓ Marquage bilatéral
- ✓ Surface 25 cm<sup>2</sup>
- ✓ Volume total 60 ml

### Unité de vente :

360 Flacons de culture

---