

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	010020
<b>Désignation</b>	Pointe bleue 10-1000 µl



---

### Description :

- ✓ Pointe universelle
- ✓ En polypropylène
- ✓ Non stérile
- ✓ Exemptes de RNase, DNase
- ✓ Autoclavable
- ✓ Précision et reproductibilité exceptionnelle
- ✓ Non graduée
- ✓ Coloris : bleu
- ✓ Volume 10-1000 µl

### Unité de vente :

1000 Pointes bleues 10-1000 µl

---