

FICHE TECHNIQUE

Référence	010040
Désignation	Pointe



Description :

- ✓ Pointe Multi
- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Type standard
- ✓ Non stérile
- ✓ En vrac
- ✓ Exemptes de RNase et DNase
- ✓ Précision et reproductibilité exceptionnelles
- ✓ Universelle
- ✓ Non graduée
- ✓ Volume 10 – 1000 µl
- ✓ Couleur bleue

Unité de vente :

10000 Pointes
