

FICHE TECHNIQUE

Référence	010152
Désignation	Tube à centrifuger culture 50 ml capuchon vis - rack



Description :

- ✓ Fond à centrifuger
- ✓ Fond conique
- ✓ Volume : 50 ml
- ✓ En polypropylène
- ✓ Excellente clarté optique
- ✓ Capuchon vissant
- ✓ 30 x 115 mm
- ✓ Vitesse max. : 9400 g
- ✓ Conditionnement : rack
- ✓ Stériles

Unité de vente :

500 Tubes