

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	010154B
<b>Désignation</b>	Grattoir de cellules



### Description :

- ✓ Grattoir de cellules avec lame orientable
- ✓ En polyéthylène

### Certificats :


- ✓ Stérilisé par irradiation gamma

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Longueur de la poignée : 25 cm
- ✓ Longueur de la lame : 18 mm

dimensions en mm

A	B	C	D	E
250,0	18,0	9	89,0	O.D, 7,7



### Unité de vente :

200 Grattoirs de cellules