

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	010158
<b>Désignation</b>	Barrette microtubes PCR 0,2 ml + capuchons dômes



### Description :

- ✓ Barrette de 8 tubes + barrette de 8 capuchons dômes
- ✓ En polypropylène
- ✓ Excellente transparence
- ✓ Finesse de paroi
- ✓ Utilisable de -20°C à +100°C
- ✓ Centrifugeable à 6000 g
- ✓ Non stérile, exempt de DNase, RNase et d'endotoxines
- ✓ Volume : 0,2 ml

### Unité de vente :

125 Barrettes microtubes PCR 0,2 ml + capuchons dômes