

FICHE TECHNIQUE

Référence	010164
Désignation	Cryoboîte



Description :

- ✓ Boîte en carton hydrophobe
- ✓ Pour 100 cryotubes
- ✓ Coloris : blanc
- ✓ Couvercle avec surface de marquage
- ✓ Livré avec séparateurs (croisillons)

Certificats :

- ✓ Non stérile

Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions (L x l x h) : 133 x 133 x 75 mm

Unité de vente :

1 Cryoboîte