

## Désignation

- Pointes 1000 $\mu$ l en vrac

## Référence

- 010180

Unité de vente : 1000



---

## Description

- En polypropylène vierge
- Volume : 1000  $\mu$ l
- Longueur : 72.9 mm
- Diamètre : 9.55 mm
- Diamètre de la pointe : 0.91 mm
- Couleur : naturel
- Sans filtre
- Non stérile
- Garanties RNase et DNase free PCR Inhibitor free, Human DNA free, Pyrogen free.
- Conditionnement : en sachet avec zip pour garantir la re-fermeture.
- Autoclavable : oui

