

FICHE TECHNIQUE

Référence	010182
Désignation	Réservoir 12 canaux flip non stérile coloris assortis



Description :

- ✓ Coloris assortis : bleu, vert, rouge, jaune, et naturel
- ✓ 12 canaux de 5 ml
- ✓ Puits Flip-Side pour 50 ml
- ✓ Usage unique
- ✓ Pour pipette simple ou multicanaux
- ✓ Canaux numérotés de 1 à 12
- ✓ Non stérile

Unité de vente :

25 Réservoirs