

FICHE TECHNIQUE

Référence	010194
Désignation	Boîte de congélation pour 36 tubes de 15 ml



Description :

- ✓ Carton hydrophobe
- ✓ 36 puits
- ✓ Coloris blanc
- ✓ Complètes avec croisillons
- ✓ Température de fonctionnement : stable de -196°C à 121°C
- ✓ Couvercle coiffant avec surface d'inscription
- ✓ Dimensions L x l x h: 146 x 146 x 76 mm

Unité de vente :

100 Boîtes