

FICHE TECHNIQUE

Référence	010196
Désignation	Boîte de stockage pour 100 lames de microscopie



Description :

- ✓ Boîtes en polystyrène pour le rangement de lames 76 x 26 mm.
- ✓ Fermeture à clip et couvercle à charnières
Pour 100 lames
- ✓ Fond en liège
- ✓ Dimensions : 220 x 170 x 33 mm
- ✓ Différents coloris pour une identification et un classement facilité
- ✓ Feuillet index sous le couvercle

Unité de vente :

5 Boîtes