

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	010200A
<b>Désignation</b>	Pointes



### Description :

- ✓ Pointes Multi CellRack
- ✓ Surface "standard" en polypropylène vierge
- ✓ Portoir chargé de pointes avec couvercle emboîtant
- ✓ Alvéoles individuelles fermées pour chaque pointe
- ✓ Conception éliminant toute risque de contamination de pointe à pointe
- ✓ Stabilité du portoir renforcée et prise de la pointe par la micropipette facilitée
- ✓ Supporte des autoclavages répétés
- ✓ Garanties RNase et DNase free PCR Inhibitor free, Human DNA free, Pyrogen free
- ✓ Universelle
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Volume : 10-1000 µl

### Unité de vente :

10 Racks de 100 Pointes

---