

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	010202B
<b>Désignation</b>	Boîte de congélation pour 25 tubes coloris assortis



### Description :

- ✓ Pour tubes de 1,5 et 2 ml ou cryotubes
- ✓ Autoclavable
- ✓ Avec couvercle à marquage alphanumérique utilisable de - 90 °C à 121 °C
- ✓ Coloris assortis : rose, vert clair, bleu pâle, jaune pâle, transparent

### Unité de vente :

5 Boîtes

---