

FICHE TECHNIQUE

Référence	010203
Désignation	Boîte de congélation



Description :

- ✓ Boîte en polypropylène
- ✓ Pour 81 tubes 1,5 ou 2 ml ou cryotubes
- ✓ Coloris assortis : rose, vert clair, bleu pâle, jaune pâle et transparent
- ✓ Avec couvercle emboîtant à marquage alpha-numérique

Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Autoclavable
- ✓ Utilisable de -90°C à +121°C

Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions (L x l x h) : 132 x 132 x 52 mm

Unité de vente :

5 Boîtes de congélation